

 **fag**
dentaire



QUICKMASTER
LA RÉFÉRENCE MADE IN FRANCE

— SERVICES & PROXIMITÉ —




QUI SOMMES- NOUS?

C'est du fond de son atelier d'usinage de cages de roulements que Pierre Gerbelot fondateur de la société F.A. Gerbelot, a imaginé en 1975 le 1^{er} articulateur français alors que personne en France n'avait osé le faire. Visionnaire, il s'est entouré des meilleurs pour vous offrir le Quickmaster, un articulateur anatomique semi adaptable au meilleur rapport qualité prix. Aujourd'hui, sa descendance lui succède et continue à vous faire bénéficier de son expérience de plus de 40 ans.

It was from the bottom of his bearing cages workshop that Pierre Gerbelot, founder of the company F.A. Gerbelot, imagined in 1975 the first French articulator when no one in France had dared to do so. A visionary, he surrounded himself with the best to offer you the Quickmaster, a semi-adaptable anatomical articulator at the best value for money. Today, his descendants succeed him and continue to make you benefit from his experience of more than 40 years.





FORMATION

Training courses
Yann Benetreau

Distributeurs / Dealers
Représentants / Sales representatives

- ▶ *Smart occlusion*
- ▶ *Utilisation optimale de l'articulateur*
Good use of the articulator

Praticiens / Praticians
Écoles / Schools

- ▶ *Programmation de l'articulateur*
Programming of the articulator
- ▶ *3 techniques de mise en articulateur*
3 different techniques to put in the articulator

 **fag** dentaire

B2

RÉF QM1000B2M



Articulateur anatomique semi adaptable de type arcon, référencé dans le plan de Francfort, possibilité de régler la protrusion, la pente condylienne et les angles de Bennet.

Semi adjustable anatomical articulator ARCON Type in Francfort reference plan with adjustable condylar slopes and Bennett angles 0° 10° 15° 20°.

LAB 40 LAB 25

RÉF QM900A40M
RÉF QM900A25M



SPLIT CAST

RÉF QM2000

Système de porte plaques aimanté qui s'adapte sur tous les articulateurs Quickmaster.

Magnetic plate holder system which adapts to all Quickmaster articulators.



Articulateur anatomique semi adaptable de type arcon, référencé dans le plan de Francfort, possibilité de régler les angles de Bennet, pente condylienne fixée à 40° ou 25° suivant le modèle.

Semi adjustable anatomical articulator ARCON Type in Francfort reference plan, condylar slopes set at 40° or 25° with Bennett angles 0° 10° 15° 20.



CARACTÉRISTIQUES DE NOS ARTICULATEURS :

Semi adaptable ils remplissent toutes les conditions de programmation pour une reproduction précise des mouvements mandibulaires en utilisant les différentes techniques d'enregistrement des paramètres articulaires et occlusaux. Ils peuvent être utilisés avec l'arc facial ou en respectant les lois géométriques moyennes (triangle de Bonwill).


This semi adjustable articulators allow precision reproduction of mandibular movements by initial programming of articular and occlusal parameters. As anatomical articulators, they can be used either with facebow transfer method or more simply, by respecting the geometrical laws of average values (Bonwill triangle method).



ARC FACIAL

RÉF AF200

Arc facial mettez votre patient dans l'articulateur / facebow, put your patient in the articulator



QUICK MASTER LINE

RÉF QMLPOCKET

Un ensemble d'outils de modelage pour la cire contenant PKT, Zahle, lecron, cuillères et scalpel dans un coffret de qualité.

A set of modeling tools for wax containing PKT, Zahle, lecron, spoons and scalpel in a quality box.



QUICK SCREWDRIVER

RÉF QSDPACK

Un ensemble de 6 pointes de tournevis adaptées à la majorité des vis de transfert des implants du marché, à monter sur 2 manches.

A set of 6 screwdriver tips suitable for most implant transfer screws on the market, to be mounted on 2 handles.



NOUS CONTACTER

► **Directeur technique**

Technical director :
Yann BENETREAU
+33 (0)6 12 28 16 71

► **Responsable commerciale**

Sales manager :
Antoine BRILLAULT
+33 (0)6 51 07 30 10

► **Commande tel / Informations**

Service après-vente
+33 (0)4 50 98 04 91



COMMANDE :
admin@fag.fr



SITE MARCHAND :
www.fag-dentaire.fr



Ouvert du mardi au vendredi
de 8h à 17h30 / from Tuesday to
Friday 8 am to 5.30 pm
Livraison dans les 24 à 48 h

Où nous trouver :
FAG Dentaire
647 chemin de l'épinette BP 79
74300 CLUSES - FRANCE

