

647 Chemin de l'Épinette – 74300 CLUSES
Tél. : +33 (4) 50 98 04 91

Contact : admin@fag.fr
Site commercial : fag-dentaire.com
Site entreprise : holding-fag.com

Quick Master Line

- *Mode d'emploi*
- *User Manual*
- *Modo de empleo*
- *Bedienungsanleitung*




Quick Master Line

Changement d'outil.

Tool change.

Cambio de herramienta.

Werkzeugwechsel



Ref. : QML PACK

Quick Master Line Pack



2 Manches + PKT 2 & 4 + Lecron 1 & 2 + Zalhe 1 & 2 + Coffret

2 Handles + PKT 2 & 4 + Lecron 1 & 2 + Zalhe 1 & 2 + Case

2 Mangas + PKT 2 & 4 + Lecron 1 & 2 + Zalhe 1 & 2 + Caja

2 Armel + PKT 2 & 4 + Lecron 1 & 2 + Zalhe 1 & 2 + Box

Ref. : QML POCKET

Quick Master Line Pocket

2 Manches + 12 outils + 1 scapel + coffret

2 Handles + 12 tools + 1 scalpel + case

2 Mangas + 12 instrumentos + 1 bisturi + caja

2 Armel + 12 werkzeuge + 1 skalpell + box



Outils / Tools / Instrumentos / Werkzeuge



Réf QMLSCAPEL

Sans lame / Without blade / Sin cuchilla / Ohne Klinge



Réf QMLPKT1

PKT 0,5 mm



Réf QMLPKT2

PKT 0,7 mm



Réf QMLPKT3

PKT 0,9 mm



Réf QMLPKT4

PKT 1,2 mm



Réf QMLLEC1

Lecron 1



Réf QMLLEC2

Lecron 2



Réf QMLZAL1

Zalhe 1



Réf QMLZAL2

Zalhe 2



Réf QMLSC 1

Wax spatula 1



Réf QMLSC 2

Wax spatula 2



Réf QMLPC

Wax spoon small



Réf QMLGC

Wax spoon large

Entretien / Cleaning / Limpienza / Reinigung

A l'eau tiède uniquement. Produits chimiques proscrits.

Use warm water only. Never use chemical solutions.

Con agua tibia exclusivamente. No utilizar productos químicos.

Ausschliesslich mit lauwarmem wasser. Chemische mittel sind verboten.

