


Plâtre de mise en articulateur

**Plâtre synthétique blanc de classe III
à faible expansion (0,03%) et prise
rapide (2 mn) .**

**Ce plâtre très technique vous
permettra de par ces propriétés de
réaliser des mises en articulateurs
précises mais vous sera également
très utile pour confectionner des clés
de positionnement et effectuer des
enregistrements d'occlusion .**




fag dentaire
la Référence!



fag dentaire

**Tél.(33) 04 50 98 04 91
fag@fag.fr**

**Port.(33) 06 12 28 16 71
yann.benetreau@fag.fr**



Fiche Technico - Physique

<i>Class</i>	3
<i>Couleur</i>	Blanc
<i>Proportion de mélange (poudre / eau)</i>	100 : 30
<i>Temps de mélange manuel</i>	60 secondes
<i>Temps de mélange sous vide</i>	30 secondes
<i>Temps de manipulation</i>	2 minutes
<i>Fin de figement</i>	3,5 minutes
<i>Expansion linéaire après 2h</i>	0,03 %
<i>Expansion linéaire après 24 h</i>	0,03 %
<i>Résistance à la pression</i>	20 N / mm²
<i>Dureté</i>	50 N / mm²
<i>Résistance à la traction</i>	5 N / mm²